



FORMULAIRE DE RÉQUISITION

OBLIGATOIRE

DIRECTION DES FINANCES
Approvisionnement, gestion contractuelle
et reprographie
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Logistique hospitalière

Votre # Compte-client :

Compte DICOM :

OPTIONNEL

Adresse de livraison

LABORATOIRE - CHUL

Nom :		Votre # référence interne :	
Adresse :		Local de livraison interne :	
Ville :		Code postal :	
Contact :		Téléphone :	Poste :

Description	# produit GRM	Unité de distribution	Qt unitaire commandée
Bande absorbante 6po / capacité 100mL	650762	100 unités	
Contenant urine gradué jetable 90mL stérile couv. étiqu. vrac poly	100640	1 unité	
Contenant urine jetable avec tube gradué 12mL	100903	100 unités	100
Demi-portoir rouge en nalgene pour 36 tubes 16 mm	651126	1 unité	
Dispositif de prélèvement	2	25 unités	
Écouvillon flexible naso	6	5 unités	
Étiquette d'identification	8	50 unités	
Formulaire: Banque de	6	100 unités	
Milieu de prélèvement	1	5 unités	
Milieu de transport anaer/aérobie s/charbon a/tube M40 (tige à bouchon rouge)	301538	1 unité	
Milieu de transport parasites SAF fixatif avec bouchon 15mL	101438	1 unité	
Milieu transport entérique p		1 unité	
Papier de soie pour prélèvement		50 unités	
Portoir polypropylène pour t		1 unité	
Sac échantillon pr spécimen		100 unités	
Sac à fermeture instantanée		100 unités	
Sac à fermeture instantanée 8po x 10po clair qualité fort	101902	100 unités	
Test Cobas 4800 - Trousse PCR test urine IVD	665083	1 unité	
Test Cobas 4800 - Trousse PCR tige prélèvement femelle IVD CT/NG	665084	1 unité	
Trousse de transport d'échantillon du VPH sur COBAS 4800	788872	25 unités	50
Tube centrifugeuse PP fond conique gradué stérile 29 x 118mm 50mL	102334	50 unités	
Tube prélév. plast. bleu enduit, citra. sodium 3,2%, 2,7mL 13x75mm	102404	10 unités	
Tube prélév. plast. lavande n/enduit EDTA(K2) 5,4mg 3mL 13x75mm	102416	10 unités	
Tube prélév. plast. rose a/K2 EDTA 10,8mg n/enduit, 6mL 13x100mm	102403	10 unités	
Tube prélév. plast. vert a/héparine lithium 95un USP 6mL 13x100mm	102423	10 unités	
Tube prelev. verre noir 2,4mL 13 x 75mm plasma citr.sod. 1522	102408	10 unités	
Tube prélèvement plast. doré a/gel, a/activateur 5,0mL 13 x 100mm	102425	10 unités	
Tube à prélèvement pour selle 2,0mL (courte date de préemption) (FIT test)	676135	10 unités	

Exemple :
Vous désirez 100 contenants, le multiple de distribution est 100 donc, écrire 100 dans la colonne "Qt unitaire commandée"

Exemple :
Vous désirez 40 trousses de transport, le multiple de distribution est 25 donc, vous devez arrondir et écrire 50 dans la colonne "Qt unitaire commandée".

Important

- Acheminer la réquisition dûment complétée par télécopieur au 418 622-0045 ou par courriel scagrm@chuq.qc.ca. Vos demandes doivent être acheminées avant le mercredi 12h00 (midi)

- Votre transporteur devra récupérer le matériel obligatoirement le vendredi de la même semaine à l'adresse suivante :

Centre de distribution du CHU de Québec
8000 rue Armand-Viau, bureau 400, porte 245
Québec Qc G2C 2E2

Les frais de transport sont à votre charge, vous devez faire les démarches nécessaires avec votre transporteur afin de récupérer votre commande le vendredi suivant (appel et ramassage). *En exception, seulement pour les clients qui utilisent "DICOM" comme transporteur, vous devez nous fournir votre numéro de compte chez Dicom et le centre de distribution se chargera de l'expédition.*

- Avoir un minimum de commande de 25 \$

- Des frais administratifs de 15% s'appliqueront au total de la commande