

## Protocole pour *ileus* méconial

**Si SUSPICION d'*ileus* méconial: refaire le test post évacuation de la première selle.**

**Si DIAGNOSTIC d'*ileus* méconial : refaire le test 72h post évacuation de la première selle post chirurgie (voir lignes directrices pour *ileus* méconial et FK).**

### En tout temps :

- Bien remplir le formulaire en indiquant la présence d'*ileus* méconial
- Bien indiquer si l'enfant est sous HAIV et/ou PRÉ ou POST-COOLING et/ou TRANSFUSION
- Laisser sécher à l'air libre et non au sèche-cheveux, à l'abri de la lumière directe
- Envoyer au PQDNS dans les plus brefs délais. Les délais prélèvement/envoi ne doivent pas excéder 24h ouvrables

NE JAMAIS PRENDRE POUR ACQUIS QUE LE DÉPISTAGE A ÉTÉ FAIT

