

FORMULAIRE DE RÉQUISITION

OBLIGATOIRE

DIRECTION DES FINANCES
Approvisionnement, gestion contractuelle
et reprographie
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Logistique hospitalière

Votre # Compte-client :

Compte DICOM :

OPTIONNEL

LABORATOIRE - Hôpital Enfant-Jésus

Adresse de livraison

Nom :		Votre # référence interne :	
Adresse :		Local de livraison interne :	
Ville :		Code postal :	
Contact :		Téléphone :	Poste :

Description	# produit GRM	Unité de distribution	Qt unitaire commandée
Alcool éthylique dénaturé 50 % (format 35mL ds des pots de 90mL)	781883	1 unité	
Contenant urine gradué jetable 90mL stérile couv. étiqu. vrac poly	100640	1 unité	
Contenant urine jetable avec tube gradué 12mL	100903	100 unités	100
Contenant urine jetable gradué n/stérile a/couv vis 90ml	750530	1 unité	
Contenant urine 24hres gradué n/stérile bouchon vissé carré 4L	300879	1 unité	
Ecouvillon floqué régulier type E Swabs (SARM - ERV)	746965	1 unité	
Étiquette identification prélèvement blanche 1 7/8po x 7/8po	751067	1 unité (roul. de 500)	
Formule requête bande	751300	100 unités	
Feuille requête labo ir	751145	100 unités	
Feuille requête labo ir	751146	100 unités	
Feuille requête labo ir	751147	100 unités	
Milieu de culture aéro	714011	1 unité	
Milieu de culture ana	714013	1 unité	
Milieu de transport anaer/aérobic s/charbon a/tube M40 (tige à bouchon rouge)	301538	1 unité	
Milieu de transport entérique semi-liquide pr culture bact. selle	101441	1 unité	
Milieu de transport parasites SAF fixatif avec bouchon 15mL	101438	1 unité	
Papier de soie pour prélèvement de selle (FIT test)	676136	50 unités	
Ruban adhésif rose 1/2po 13mm x 13m pour usage général laboratoire	104377	1 unité	
Sac échantillon pr spécimen stat a/étiqu rouge biorisque 6 x 9po (FIT test)	676137	100 unités	
Test Cobas 4800 - Trousse	83	1 unité	
Test Cobas 4800 - Trousse	84	1 unité	
Tige culturette sans media	88	100 unités	
Tige culturette stérile urétri	79	1 unité	
Tube prélév. vert a/hépar.	11	10 unités	
Tube prélév. plast. vert pâle	08	10 unités	
Tube prélév. plast. rose a/K2 EDTA 10,8mg n/enduit, 6mL 13x100mm	102403	10 unités	
Tube prélév. plast. bleu enduit, citra. sodium 3,2%, 2,7mL 13x75mm	102404	10 unités	
Tube prelev. verre noir 2,4mL 13 x 75mm plasma citr.sod. 1522	102408	10 unités	
Tube prélév. plast. lavande n/enduit EDTA(K2) 5,4mg 3mL 13x75mm	102416	10 unités	
Tube prélev. plast. rouge a/activateur coagulation 5-6mL 13 x 100mm	102421	10 unités	
Tube prélèvement plast. doré a/gel, a/activateur 5,0mL 13 x 100mm	102425	10 unités	
Tube à prélèvement pour selle 2,0mL (courte date de préemption) (FIT test)	676135	10 unités	20
Trousse écouvillon tige fine extrem. velouteuse m transp utm-rt (culture virale PCR)	753641	1 unité	
Trousse écouvillon tige régulière extr velouteuse m transp utm-rt (culture virale PCR)	720124	1 unité	
Tube prélév. plast. translu. rouge s/additif n/enduit, 3mL 13x75mm	753687	10 unités	

Exemple :
Vous désirez 100 contenants, le multiple de distribution est 100 donc, écrire 100 dans la colonne "Qt unitaire commandée"

Exemple :
Vous désirez 15 tubes à prélèvement pour selle, le multiple de distribution est 10 donc, vous devez arrondir et écrire 20 dans la colonne "Qt unitaire commandée".

Important

- Acheminer la réquisition dûment complétée par télécopieur au 418 622-0045 ou par courriel scagrm@chuq.qc.ca. Vos demandes doivent être acheminées avant le mercredi 12h00 (midi)
- Votre transporteur devra récupérer le matériel obligatoirement le vendredi de la même semaine à l'adresse suivante :
Centre de distribution du CHU de Québec
8000 rue Armand-Viau, bureau 400, porte 245
Québec Qc G2C 2E2
- Les frais de transport sont à votre charge, vous devez faire les démarches nécessaires avec votre transporteur afin de récupérer votre commande le vendredi suivant (appel et ramassage). *En exception, seulement pour les clients qui utilisent "DICOM" comme transporteur, vous devez nous fournir votre numéro de compte chez Dicom et le centre de distribution se chargera de l'expédition.*
- Avoir un minimum de commande de 25 \$
- Des frais administratifs de 15% s'appliqueront au total de la commande